

包涵体分离缓冲液

产品货号: T15121

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

包涵体是采用分子生物学技术导入的外源基因在细菌中获得外源蛋白的高表达,使很多蛋白质产物在细菌内聚集为没有活性的固体颗粒。

乐业生物包涵体分离缓冲液主要由TritonX-100等组成,裂解细胞后,采用分离缓冲液进行分离,有利于提纯包涵体,为下游实验作准备。

产品组成:

名称	规格	保存条件
包涵体分离缓冲液	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 12000g 4℃离心细胞裂解液5min。
2. 弃上清,沉淀混悬于9倍体积的包涵体分离缓冲液中,室温孵育5min。
3. 12000g 4℃离心5min,沉淀用工作缓冲液(主要由脲、谷胱甘肽等组成)混悬,室温孵育60min。
4. 复性。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com