

斐林试剂 (GB/T 5009.7-2016)

产品货号: T16880

产品规格: 2×100ml/2×500ml

产品介绍:

斐林试剂(Fehling's Reagent)又称菲林试剂或裴林试剂,是德国化学家Hermann von Fehling 1849年所发明。斐林试剂与班氏试剂(Benedict's Reagent)相似,均是用来检测还原糖的存在。其原理是与可溶性的还原性糖(葡萄糖、果糖和麦芽糖)在加热的条件下,能够生成砖红色的氧化亚铜沉淀。

斐林试剂(GB/T 5009.7-2016)是根据国家标准(食品中还原糖的测定)推荐的直接滴定的方法,主要由酒石酸钾、硫酸铜、亚甲蓝、亚铁氰化钾等组成。本产品的成分、原理和用途与斐林试剂(Fehling's Reagent)稍有区别。

斐林试剂(GB/T 5009.7-2016)主要用于含淀粉食品、酒精饮料、碳酸饮料、肉制品、蜜饯等食品中还原糖的定量检测;总糖的含量也可以测定,但需要提前水解后才能检测,也可用于还原糖的定性试验。该方法的检测原理是试样经去蛋白处理后,以亚甲蓝为指示剂,在加热条件下滴定标定过的斐林试剂(A液与B液等量混合生成的可溶性蓝色的酒石酸钾钠铜络合物,也称作碱性酒石酸铜溶液),样品中的还原糖将酒石酸钾钠铜中的二价铜还原成红色的氧化亚铜沉淀,氧化亚铜沉淀又与亚铁氰化钾反应生成可溶性的无色络合物,当二价铜全部被还原,稍过量的还原糖把亚甲蓝还原,溶液就由蓝色变为无色,即为滴定终点,根据样品液的消耗体积计算还原糖含量。本产品未经标定,需客户自行标定。斐林试剂仅用于科研用途,不宜用于临床检测。

产品组成:

| 试剂名称 | 2×100ml | 2×500ml | 保存条件 |
|----------------------------|---------|---------|--------|
| 试剂(A): Fehling's Reagent A | 100ml | 500ml | 室温 |
| 试剂(B): Fehling's Reagent B | 100ml | 500ml | 室温, 避光 |

自备材料:

1. 试管、锥形瓶、容量瓶、玻璃珠
2. 水浴锅、酒精灯等加热装置
3. 葡萄糖、果糖、转化糖等还原糖标准(1mg/ml)
4. 50%盐酸水溶液、氢氧化钠溶液
5. 乙酸锌溶液、亚铁氰化钾溶液
6. 分析天平、酸式滴定管

操作步骤:

1. Fehling's Reagent的标定:

25ml的酸式滴定管中加入还原糖标准溶液(1mg/ml)约15ml。向150ml锥形瓶中,依次加入Fehling's Reagent A液和B液各5ml,再向其中加入10ml水和2~4粒玻璃珠。加热锥形瓶,控制时间在2min内沸腾,保持沸腾以每2秒1滴的速度滴加还原糖标准溶液,直到溶液蓝色刚好褪去为终点,记录消耗标准溶液的总体积,平行操作3次,取平均值。计算每10ml Fehling's Reagent (A、B液各5ml)相当于还原糖的质量(mg)。

2. 试样准备:

a 含淀粉食品:称取粉碎或混匀后的试样10~20g(精确到0.001g),置250ml容量瓶中,加水200ml,45℃水浴中加热1h,并时时振摇,冷却后加水至刻度,混匀,静置,沉淀。吸取200.00ml上清液置于另一250ml容量瓶中,缓慢加入乙酸锌溶液和亚铁氰化钾溶液各5ml,加水至刻度,混匀静置30min,用干燥滤纸过去,弃



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话:400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

去初滤液，后续滤液备用。

b 酒精饮料：称取混匀后的试样100g（精确到0.01g），置于蒸发皿上，用氢氧化钠溶液中和至中性，在水浴上蒸发至原体积的1/4后，移入250容量瓶中，缓慢加入乙酸锌溶液和亚铁氰化钾溶液各5ml，加水至刻度，混匀静置30min，用干燥滤纸过去，弃去初滤液，后续滤液备用。

c 碳酸饮料：称取混匀后的试样100g（精确到0.01g），置于蒸发皿上，在水浴上微微搅拌除去二氧化碳后，移入250容量瓶中，用水洗涤蒸发皿，并入容量瓶，加水至刻度，混匀后备用。

d 其他食品：称取粉碎后的固体试样2.5~5g（精确到0.001g）或混匀后的液体试样5~25g（精确到0.001g），置250ml容量瓶中，加水50ml，缓慢加入乙酸锌溶液和亚铁氰化钾溶液各5ml，加水至刻度，混匀静置30min，用干燥滤纸过去，弃去初滤液，后续滤液备用。

3. 试样溶液预测：

25ml的酸式滴定管中加入试样溶液约15ml。向150ml锥形瓶中，依次加入Fehling's Reagent A液和B液各5ml，再向其中加入10ml水和2~4粒玻璃珠。加热锥形瓶，控制时间在2min内沸腾，保持沸腾以先快后慢的速度滴加试样溶液，待溶液颜色变浅时，以每2秒1滴的速度滴加，直到溶液蓝色刚好褪去为终点，记录消耗试样溶液的总体积。

(注：试样溶液中还原糖浓度过高时，应适当稀释后再行测定。尽量使每次滴定消耗样液的体积和标定斐林试剂所消耗的还原糖标准溶液的体积相近，约10ml。当浓度过低时，可直接加入10ml试样溶液，不再加10ml水，再用还原糖标准溶液滴定至终点，记录消耗的体积与标定时消耗的还原糖体积之差相当于10ml样液中所含还原糖的质量。)

结果计算：

试样中还原糖的含量（以某种还原糖计）按下边公式计算：

$$X=m1 \times 100 / (m \times F \times V / 250 \times 1000)$$

当浓度过低时，试样中还原糖的含量（以某种还原糖计）按下边公式计算：

$$X=m2 \times 100 / (m \times F \times 10 / 250 \times 1000)$$

备注：X=试样中还原糖的含量（以某种还原糖计）（g/100g）；

m1=斐林试剂（A、B液各半）相当于某种还原糖的质量(mg)；

m2=标定时体积与加入样品后消耗的还原糖标准溶液体积之差相当于某种还原糖的质量(mg)；

m=试样质量(g)；

F=样品系数，含淀粉食品为0.8，其他为1；V=测定时平均消耗试样溶液体积（ml）；

10=样液体积（ml）；

250=定容体积（ml）；

1000=单位换算系数。

还原糖含量 $\geq 10g/100g$ 时，计算结果保留三位有效数字；还原糖含量 $< 10g/100g$ 时，计算结果保留两位有效数字。

附：还原糖的定性试验

1. 配制斐林试剂工作液：临用前，取适量试剂(A)、试剂(B)等量混合即成，即配即用。
2. 向洁净试管中加入1~2ml待测样品。
3. 向该试管中加入1ml斐林试剂工作液，充分摇匀。
4. 将上述混合液置于沸水浴中，并持续1~3min。
5. 观察试管内混合液颜色是否发生变化，其颜色变化顺序应为浅蓝色-棕色-砖红色(沉淀)。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

鉴定结果:

还原性糖(如核糖、葡萄糖、果糖等) 砖红色沉淀
非还原性糖(蔗糖、淀粉等) 无颜色变化

注意事项:

1. 试样溶液中还原糖浓度过高时, 应适当稀释后再行测定。尽量使每次滴定消耗样液的体积和标定斐林试剂所消耗的还原糖标准溶液的体积相近。
2. 试样溶液中还原糖浓度过低时, 直接加入10ml试样溶液, 不再加10ml水, 再用还原糖标准溶液滴定至终点, 记录消耗的体积与标定时消耗的还原糖体积之差相当于10ml样液中所含还原糖的质量。
3. 也可按上述方法标定4~20ml斐林试剂(A、B液各半)来适应试样中还原糖浓度的变化。
4. 斐林试剂的A、B液须分开储存, 临用前按要求混合使用。
5. 斐林试剂B液呈强碱性, 需小心操作。B液含有亚铁氰化钾, 可消除氧化亚铜沉淀对滴定终点的干扰。
6. 本品适用于各类食品中还原糖的测定, 但在分析酱油等深色样品时, 会受色素干扰, 滴定终点模糊不清, 影响准确性。
7. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com