

# 组织酮体定性检测试剂盒(辛酸钾法)

产品货号: BA1772

产品规格: 50T

#### 产品简介:

在肝脏中脂肪酸经β氧化生成乙酰辅酶A,再合成酮体。酮体是脂肪酸在肝脏进行正常分解代谢所生成的特殊中间产物,但肝脏不能利用酮体,必须经血液运送至肝脏外组织特别是肌肉、肾脏,再转变为乙酰辅酶A而被氧化利用。

组织酮体定性检测试剂盒(辛酸钾法)以辛酸钾为底物,所产生的酮体在有铵离子存在的碱性环境中,与亚硝酸铁氰化钠作用生成紫色化合物,主要用于定性鉴定人、动物肝组织、肌肉组织等中酮体情况。该试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

#### 产品组成:

产品组成	50T	保存条件
试剂(A): 组织匀浆液	250ml	室温
试剂(B): 辛酸钾溶液	5ml	室温
试剂(C): 酮体酸化液	50ml	室温
试剂(D): 酮粉	20g	室温

### 自备材料:

- 1. 动物肝脏、肌肉组织
- 2. 剪刀
- 3. 试管或离心管
- 4. 蒸馏水
- 5. 水浴锅或恒温箱

# 操作步骤(仅供参考):

- 1. 配制辛酸钾工作液:按辛酸钾溶液:蒸馏水=1:49的比例混合,即得辛酸钾工作液。
- 2. 取鼠或兔子1只,用剪刀断头处死,使血液流尽,立即取出肝脏、肌肉组织,用预冷的组织匀浆液冲洗数次,将其剪成碎末或用匀浆器匀浆备用。
- 3. 辛酸钾处理: 按下表操作:

试剂	1	2	3	
肝脏	0.3g	-	-	
肝脏+肌肉	-	0.3g	-	
肌肉	-	-	0.3g	
辛酸钾工作液	3.0ml	3.0ml	3.0ml	
37℃温浴 30 min。				
酮体酸化液	1.0ml	1.0ml	1.0ml	

4. 酮体测定:混匀,静置10min,取各管中上清液各10滴,分别放入3支试管或离心管,各加入10滴蒸馏水,混匀后各加酮粉0.3g,静置后观察各管颜色变化。





结果分析: 肝脏管中呈紫色; 肝脏+肌肉管呈淡紫色或红色; 肌肉管颜色未有变化。

## 注意事项:

- 1. 酮体浓度高时,紫色明显;酮体浓度低时,出现淡紫色或红色。
- 2. 处理肝脏的器皿不能与处理肌肉的器皿混用。
- 3. 如果肝脏管与肝脏+肌肉管颜色无法区分,可再各加少许等量的酮粉。
- 4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12个月有效。