

乳酸检测试剂盒（乳酸脱氢酶比色法）

产品货号：BA1698

产品规格：50T

产品简介：

乳酸(Lactic acid, LD)又称2-羟基丙酸是一种化合物，是一种含有羟基的羧酸，分子式是C₃H₆O₃，参与生物化学很多反应过程。乳酸检测有化学氧化法、酶催化法、电化学法、酶电极感应器法。其中，酶催化法是使用乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸氧化，生成丙酮酸和NADH，通过分光光度法或荧光光度法测定NADH的生成量，进而计算出乳酸含量。

乳酸检测试剂盒(乳酸脱氢酶比色法)其检测原理是在NAD存在条件下，乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸生成丙酮酸，同时生成NADH。在碱性条件下显色剂与丙酮酸生成复合物，并使平衡偏向乳酸氧化为丙酮酸的方向，驱动反应完成，生成的NADH与乳酸为等量摩尔。通过分光光度比色法测定340nm处吸光度，据此通过比色分析就可以计算出LD水平。该试剂盒可用于检测细胞或组织的裂解液或匀浆液、血浆、血清等样品中内源性的乳酸含量。该试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

	50T	保存条件
试剂(A):乳酸标准(20mmol/L)	1ml	-20℃ 避光
试剂(B):乳酸标准稀释液	1ml	RT
试剂(C): C1:LD Assay buffer	15ml	4℃ 避光
LD显色液 C2:NAD buffer	2支	-20℃ 避光
C3:LDH solution	50μl	-20℃ 避光
临用前，按C1:C2:C3=7.5ml:1支:20μl比例混合，即为LD显色液。		
试剂(D):LD终止液	200ml	RT

需自备的仪器和用品：

离心管或小试管、蒸馏水、水浴锅或恒温箱、比色杯、分光光度计。

操作步骤：

1. 准备样品：

血浆、血清、尿液及其他体液样品：血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于本试剂盒的测定，尿液通常也可以直接用于测定，-20℃冻存。

细胞或组织样品：取恰当细胞或组织裂解液，如果有必要需进行适当匀浆，低速离心取上清，-20℃冻存，用于LD的检测。

高浓度样品：如果样品中含有较高浓度的LD，可以使用原有的裂解液或PBS等进行稀释，如鸡血清、血浆可稀释5~10倍后检测。

2. 配制标准品工作液：取乳酸标准(20mmol/L)0.1ml溶解于0.3ml乳酸标准稀释液，使浓度达到5mmol/L，即为标准品工作液-乳酸标准(5mmol/L)。4℃避光保存2个月有效。

3. LD检测：按照下表设置空白管、对照管、标准管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的LD浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。样品的检测最好能设置平行管。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

扫一扫 加微信

加入物	空白管	对照管	标准管	测定管
蒸馏水/ μ l	6	300	—	—
待测样品(血清、血浆、体液等)/ μ l	—	6	—	6
乳酸标准(5mmol/L)/ μ l	—	—	6	—
LD显色液/ μ l	300	—	300	300
混匀，37℃水浴准确保温5min,立即加入终止液终止反应。				
LD终止液/ml	1.8	1.8	1.8	1.8

4. 用分光光度计检测，以蒸馏水调零，比色杯光径1.0cm，读取空白管、对照管、标准管、测定管的340nm吸光度(即A_{空白}、A_{对照}、A_{标准}、A_{测定})，一般应数小时内检测完毕。

计算结果：

血清、血浆、尿液、脑脊液乳酸(mmol/L)= $\{(A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) / (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}})\} \times 5$

组织乳酸(mmol/g)= $\{(A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}) / (A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}})\} \times 5 / \text{待测样品蛋白浓度(g/L)}$

式中：A_{测定}=测定管的吸光度值

A_{对照}=对照管的吸光度值

A_{标准}=标准管的吸光度值

A_{空白}=空白管的吸光度值

参考区间：

健康成年人安静状态空腹静脉血	0.6~2.2mmol/L
健康成年人安静状态空腹动脉血	0.3~1.47mmol/L
健康成年人尿液乳酸排出量	5.5~22mmol/d
新生儿毛细血管血	1.2~4.4mmol/L
0~16 儿童脑脊液	1.1~2.8mmol/L

注意事项：

- 本法适用于自动分析仪，分别监测测定管和标准管的吸光度升高速率，计算乳酸的浓度。
- 如果没有分光光度计，也可以使用酶标仪测定。
- 抗凝剂用肝素钠-氟化钠较好。抗凝血样品置于冰浴中送检，尽快分离出血浆等。
- 草酸抗凝剂对LDH有一定的抑制作用。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

扫一扫 加微信