

## 荧光示踪灌注固定液

产品货号：R23142

产品规格：500ml

### 产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

上班生物 荧光示踪灌注固定液 主要由 甲醛、蔗糖、鞣酸、硫酸镁等组成，固定均匀，组织收缩轻微。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
荧光示踪灌注固定液	500ml	室温，避光

### 操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。
2. 灌注完毕迅速取出组织，固定 6h。如果组织块大，可适当延长固定时间，但不宜超过 24h。固定后置于 10% 的蔗糖溶液，使组织块完全下沉后切片。

### 注意事项：

1. 荧光示踪灌注固定液对人体有一定的损害，请在通风好的环境下小心操作，避免吸入。
2. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同，对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
3. 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。
4. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
5. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com