

PAGE胶蛋白微量回收试剂盒

产品货号: T15406

产品规格: 20T

产品简介:

SDS-PAGE不仅可用于检测蛋白质的相对分子质量,而且也是分离纯化蛋白质的重要工具之一,随着蛋白质技术的微量化,有必要从凝胶中回收蛋白质以用于制备抗体、免疫印迹、氨基酸组分分析或末端序列测定等,本产品就是专门为此用途开发的微量蛋白胶回收法,本产品适用于从考染,铜染或锌染中回收蛋白质,回收效率在50-80%,能够使用20次。

产品组成:

产品名称	规格
Buffer A	10ml
Buffer B	60ml
干粉	9.6g
DTT	40mg
过滤柱	20个
收集管	20个

使用前将干粉和DTT完全溶解于溶液A中,配完后4°C保存,每次使用时30°C加热,以促进溶解,混合好的溶液A尽量在一个月内使用完毕。

产品特点:

1. 简单,不需要复杂而昂贵的仪器(如电洗脱仪)。
2. 适用于变性胶(SDS-PAGE)和非变性胶(Native-PAGE)。
3. 回收率一般在50-80%之间(跟蛋白质大小,洗脱时间相关)。
4. 跟后续的实验兼容,包括1-D、2-D电泳和质谱测序等。

操作步骤:

1. 用手术刀片将铜染或锌染的胶块中含有目的条带的部分胶切下,放入1.5mL的离心管中,用相应的消除液将胶中蛋白质条带脱色到胶体接近无色,室温12000rpm(12830g),离心5min,尽量去除上清,保留胶体。
对于考染或其他考染方法,直接将不需要脱色液脱色的或经过脱色液脱色的胶块中含有目的条带部分切下,放入1.5mL的离心管中,用双蒸水洗两次,每次5min,再进行步骤2。
2. 用研磨杆将离心管中的胶体研磨成细小的碎片,加入400μL的溶液A,在室温条件下,脱色摇床上震荡过夜(16-18小时),期间取出,偶尔震荡几次。
3. 用1mL的去尖吸头吸取混合物至过滤柱中(将胶一起吸入,溶液过多时可分次加入),13,000rpm离心5分钟。将收集管中的滤出液转入新离心管中,加入2mL的预冷的溶液B,混匀,4°C放置30min。
4. 室温12000rpm,离心15min,去除上清,再将离心管放置在通风厨中,待残留的液体挥发干净。也可以再次加入0.5mL的溶液B,震荡洗涤沉淀,4°C放置15min,再重复步骤4一到两次,这样得到的蛋白质更纯净。
5. 待液体挥发干净选用合适的缓冲液溶解沉淀的蛋白质,以方便进行后续的电泳和质谱测序等实验。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

注意事项:

1. 在保证完全切取到目的蛋白质后，尽量去除多余的胶片。
2. 如果蛋白质的分子量较大，所加样的量较多，胶浓度比较大，可以适当延长温育时间。
3. 为了有比较好的回收效果，在进行胶中蛋白质回收时，每个点样孔中所加的蛋白质量最好在 $2\mu\text{g}$ - $40\mu\text{g}$ 之间。
4. 采用含有Urea、Thiourea、SB3-10等强溶解能力试剂的溶解液有助于沉淀蛋白的完全溶解。
5. 研磨杆研磨碎片时，越充分越好，这样有利于蛋白质扩散到溶液A中。
6. 采用此试剂盒进行胶回收时，一般不建议采用银染，因为此时回收效率较低。
7. 目的蛋白回收效率与蛋白的分子量大小有一定的关系，在10KD以下的多肽回收效率明显降低，如果大于120KD，则需要增加步骤2中的震荡过夜时间。
8. 如果在制浓缩胶时不加梳子，将蛋白溶液均匀的铺在浓缩胶面上进行电泳，之后将整个胶块从左到右的一条完整的目的蛋白条带切下回收，则需要按照常规梳子上所带点样孔的数量，将所用试剂按照倍数增加。
9. 所加溶液A和溶液B的体积需要保持一定的比例关系，溶液B的体积必须是溶液A体积5倍或5倍以上，以避免在步骤3的过程中产生不必要的杂质沉淀。
10. 过程中所加试剂量是针对 $80\times 60\times 1\text{mm}$ 凝胶而定，若体积较大，可适当增加各溶液的体积。

保存:

所有试剂常温下运输，收到后所有试剂 $2-8^{\circ}\text{C}$ 保存，溶液B避免火源，溶液A在低温下容易形成沉淀，请在使用前 30°C 加热，以促进溶解。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com