

液体样本蛋白提取试剂盒

产品货号：26278

产品规格：50T/100T

产品简介：

液体样本蛋白提取试剂盒适用于从细胞培养上清、细菌、酵母培养上清、脑脊液、尿液等液体样品中提取蛋白。提取过程简单方便，可在1小时内完成。提取的蛋白可用于Western Blotting、蛋白质电泳等下游蛋白研究。

产品组成：

产品名称	50T	100T	保存
试剂A：蛋白提取试剂A	50mL	100mL	室温
试剂B：蛋白提取试剂B	10mL	20mL	室温
试剂C：蛋白提取试剂C	5mL	10mL	2-8°C

自备试剂和仪器：

离心机、振荡器、涡旋混匀器、移液器、冰箱、冰盒，PBS缓冲液、蛋白定量试剂盒，离心管、吸头、一次性手套。

产品特点：

1. 使用方便，将蛋白提取的时间缩短至1h。
2. 含蛋白稳定剂，提取的蛋白稳定。
3. 重复性高。

操作步骤：

一、使用注意事项：

1. 正式实验前请选取几个样本做预实验，以优化实验条件，取得最佳实验效果。
2. 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心，将盖和管内壁上的液体离心至管底，避免开盖时试剂损失。
3. 实验过程中的所有试剂须预冷；所有器具须放-20°C冰箱预冷。整个过程须保持样品处于低温。
4. 禁止与其他品牌的试剂混用，否则会影响使用效果。
5. 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。
6. 禁止与其他品牌的试剂混用，否则会影响使用效果。
7. 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。

二、液体样本蛋白提取

1. 在900 μ L待提取液体样本中加入100 μ L试剂A，充分混匀。
2. 冰浴或4°C冰箱静置30min以上。
3. 在4°C，12000 \times g条件下离心10min。
4. 小心移除上层清液丢弃，留沉淀。
5. 加入200 μ L试剂B到离心管中。
6. 在4°C，12000 \times g条件下离心10min。弃上清，留沉淀。
7. 用40-100 μ L试剂C溶解蛋白沉淀，充分混匀。
8. 在4°C，10000 \times g条件下离心10min。
9. 收集上清用于下游实验。

注意事项：

1. 本试剂盒仅供科学研究使用，不可用于诊断或治疗。
2. 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿，可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
3. 实验完成后所有样品及接触过的器皿应按照规定程序处理。
4. 避免皮肤或粘膜与试剂接触。

保存条件：2-8°C保存，一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com