

## TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)

产品货号: T11083

产品规格: 500ml

### 产品简介:

TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)工作液中含有20mM Tris-乙酸、0.5mM EDTA, pH为8.2。

乐业生物 TAFE凝胶电泳缓冲液(10×)是10倍浓缩的, 主要由200mM Tris-乙酸, 5mM EDTA等组成。使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为1×。

### 产品组成:

| 产品名称             | 规格    | 保存条件 |
|------------------|-------|------|
| TAFE凝胶电泳缓冲液(10×) | 500ml | 室温   |

### 操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后使用。

### 注意事项:

1. 蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子, 以免影响电泳效果。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com