

碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)

产品货号: T11049

产品规格: 500ml

产品简介:

碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)是一种10倍浓缩的碱性DNA电泳缓冲液, 由NaOH、EDTA等组成, 呈强碱性。使用时稀释至1×使用, 主要用于碱性琼脂糖凝胶电泳。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 用去离子水稀释 碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10×)至1×。
2. 用1×碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液制备用于碱性琼脂糖凝胶。
3. 加样品于琼脂糖加样孔, 电泳。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com