

BPTE电泳缓冲液(10×,RNase free)

产品货号: T11004

产品规格: 500ml

产品简介:

BPTE电泳缓冲液(10×,RNase free)主要由PIPES、TRIS、EDTA等组成,是一种RNA电泳缓冲液,经0.1%DEPC处理,不含核酸酶。使用时需用DEPC处理水稀释10倍后使用,多用于RNA电泳。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
BPTE电泳缓冲液(10×,RNase free)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 用DEPC处理水稀释到1×后使用。

注意事项:

1. 实验过程中避免RNase污染。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com