

氨基黑10B染色液(0.1%)

产品货号:T15116

产品规格:100ml

产品简介:

氨基黑10B可用于检测印迹膜上的蛋白, 转移的蛋白大于50ng/条带时, 在淡蓝色的背景上可呈现深蓝色的条带, 在测定内部序列时, 对于蛋白质测序和蛋白质原位切割, 氨基黑是最常用的染色剂。

乐业生物 氨基黑10B染色液(0.1%)主要由氨基黑10B、弱酸、去离子水等组成, 适用于PVDF膜、硝酸纤维素膜、尼龙膜, 其优点是温和的条件使蛋白提取降到最低。

产品组成:

名称	规格	保存条件
氨基黑10B染色液(0.1%)	100ml	室温, 避光

自备材料:

1. 蒸馏水或去离子水
2. 5%乙酸
3. 摇床

操作步骤(仅供参考):

1. 将印迹转移膜放在恰当容器中, 蒸馏水水洗3次, 每次5min。
2. 浸入氨基黑10B染色液1min或更长时间。
3. 入5%乙酸, 室温摇床上脱色2次, 每次1min。
4. 用蒸馏水、PBS或其它适当溶液漂洗2~3次, 每次10min。
5. 对结果作适当记录或拍照。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com