

## 福尔马林-硫酸锌固定液（10%）

产品货号：R22110

产品规格：500ml

### 产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

福尔马林-硫酸锌固定液(10%)主要由甲醛、硫酸锌、去离子水组成，该固定液适合于绝大多数免疫组化染色的组织固定。

### 产品组成：

名称	规格	保存条件
福尔马林-硫酸锌固定液（10%）	500ml	室温,避光

### 操作步骤(仅供参考)

1. 一般标本固定时间控制在 1~4h/mm，大标本应适当延长固定时间。

### 注意事项：

1. 该固定液有一定刺激性和腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。
2. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。常规活检组织比较适合的厚度为 2~4mm，一般不超过 6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
3. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com