

## 尿沉渣染色液(Sternheimer法)

产品货号: R22044

产品规格: 50ml/100ml

### 产品简介:

尿沉渣的检测有多种方法,如定量检查法、离心沉淀检查法、染色检查法等。Sternheimer染色液属于染色尿沉渣检查法的一种,由阿利新蓝、派洛宁等组成,染色后红细胞呈红色或无色,白细胞呈深蓝、淡蓝或无色。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
尿沉渣染色液(Sternheimer法)	50ml/100ml	4℃, 避光

### 操作步骤:

1. 取0.2ml沉渣,滴加1滴 Sternheimer-Malbin 染色液,混合。
2. 覆盖盖玻片或充入计数板,放置3min,镜检。

### 染色结果:

红细胞呈红色或无色,多形核白细胞呈深蓝、淡蓝或无色,鳞状上皮细胞呈淡粉红色或紫红色,移行上皮细胞、肾小管上皮细胞呈紫红色,细胞管型呈淡蓝或深蓝色,管型颗粒呈粉红色或深紫色。

### 注意事项:

1. 应准备干净、干燥采尿杯,一般情况下留取中段尿。
2. 在为了获得细胞沉淀的离心的过程中,对于特殊细胞,如果细胞沉淀不充分,可以适当提高离心力或延长离心时间。
3. 为了保持尿沉渣中细胞成分维持原来的形态特征,要求迅速送检,2h内检查完毕。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com