

Scott 促蓝/蓝化液

产品货号: R22026

产品规格: 500ml

产品简介:

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称 HE 染色, 是病理学和组织学最常用的一种染色方法。苏木精为碱性天然染料, 可使细胞核着色。分化之后, 苏木素在酸性条件下处于红色离子状态, 呈红色; 在碱性条件下处于蓝色离子状态, 呈蓝色。组织切片经酸性乙醇分化后呈红色或粉红色, 立即用水除去组织切片上的酸而中止分化, 再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色, 这个过程称为返蓝作用或蓝化作用。另外用自来水浸洗也可使细胞核返蓝, 但所需时间较长。

乐业生物 Scott 蓝化液全称为 Scott TapWater/Bluing, 又称 Scott 促蓝液, 主要由硫酸镁、碳酸氢钠等组成, 多用于苏木素染色后蓝化, 尤其适用于 Gill 苏木素染色液(Gill No.3)的蓝化。

产品组成:

产品名称	规格	保存温度
Scott 促蓝/蓝化液	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。一般蓝化 2~60s。

注意事项:

1. 切片脱蜡应尽量干净。系列乙醇应经常更换新液。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com