

## 50×Denhardt's

产品货号: G8121

产品规格: 50ml

### 产品说明:

封闭剂防止配体黏附于表面, 在分子生物学中使用封闭剂可阻止在 DNA 印迹、RN 印迹、蛋白质印迹中的非特异性结合。核酸杂交中常用的封闭剂有 Denhardt's 溶液和 BLOTTO 溶液。大多数情况下, 带有目的分子的滤膜通常在加入探针前, 先与封闭剂温育 1~2h, 背景杂交会被抑制。Denhardt's 溶液由 Ficoll 400、PVP、BSA 等组成, 经无菌处理。主要用于 RNA 杂交、单拷贝序列的 DNA 杂交、DNA 固定在尼龙膜上的杂交。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
50×Denhardt's	50ml	-20℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作或稀释于杂交缓冲液(通常是含有 SDS、变性鲑鱼精 DNA 的 SSC)中。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用, 避免反复冻融。
2. 注意无菌操作。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com