

Kisser 封片液

产品货号: G2016

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

Kisser 封片液是一种按照经典的 Kisser 方法配制的水性封片液, 可以用于常规的各种切、涂片等的封片。主要有效成分为明胶和甘油。封片液中含有少量苯酚, 确保封片液可以长期在室温稳定存放, 也可以确保封片样品的稳定。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Kisser 封片液	10ml/50ml	室温

操作步骤:

1. 贴壁细胞样品: 染色完毕后, 吸尽液体。加一滴 PVP 封片液于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。随后即可在显微镜下观察细胞样品。
2. 组织切片: 染色完毕后, 吸尽液体。加一滴 PVP 封片液于组织片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。随后即可在显微镜下观察组织切片。

注意事项:

1. 封片液在温度较低时呈固态, 使用前须在 37~50℃ 水浴中温育, 并在完全溶解后使用。
2. 封片液中含有少量苯酚。苯酚有毒, 请注意小心防护。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com