

EA65 染色液

产品货号: R21432

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

细胞学常规染色普遍使用巴氏(Papanicolaou)法。Papanicolaou Stain 最初仅用于检测阴道上皮雌激素水平以及生殖道念珠菌、滴虫等病原体。最终胞浆染色应透明可见,核染色质应很容易辨别出来。目前改良的巴氏染色液含有多种离子,具有多色性染色效能。染色后胞质鲜艳、透明性好以及核膜、核仁、染色质结构清晰。巴氏染色液用于细胞脱落标本,细胞核呈蓝色或黑色,角化鳞状细胞胞浆呈粉红或橘红色。

乐业生物 EA65 染色液主要由淡绿、伊红、磷钨酸等组成,不含乙酸,用于细胞质染色,橘黄 G6 与 EA36 或 EA65 联合使用,可将胞浆染成颜色鲜明的绿色、蓝色和粉色。EA65 染色液比 EA50 更适用于非妇科细胞学涂片染色,如胸水、腹水、痰液等染色。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
EA65 染色液	100ml/500ml	室温,避光

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. EA65 Stain 一般染色 3~5min 即可。
3. 进行后续实验。

注意事项:

1. 所有染液均需过滤,需经常更换染液。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com