

草酸铵结晶紫染液 (0.1%)

产品货号: G8022

产品规格: 100ml/500ml

产品说明:

结晶紫染色液(Crystal Violet Staining Solution)是一种组织或细胞染色时常用的可以把细胞核染成深紫色的染色液。结晶紫是一种碱性染料,可以和细胞核中的DNA结合,从而产生细胞核染色。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
草酸铵结晶紫染液 (0.1%)	100ml/500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1. 样品处理
 - a) 对于石蜡切片:
 - 二甲苯中脱蜡 5-10 分钟。
 - 换用新鲜的二甲苯,再脱蜡 5-10 分钟。
 - 无水乙醇 5 分钟。
 - 90%乙醇 2 分钟。
 - 70%乙醇 2 分钟。
 - 蒸馏水 2 分钟。
 - b) 对于冰冻切片:
 - 蒸馏水 2 分钟。
 - c) 对于培养细胞:
 - 用 4%多聚甲醛固定 10 分钟以上。
 - 蒸馏水洗涤 2 分钟。
 - 换用新鲜的蒸馏水,再洗涤 2 分钟。
2. 结晶紫染色
 - 对于上述处理好的样品:
 - 结晶紫染色液染色(可以根据染色结果和要求调整时间)。
 - 用蒸馏水或自来水充分洗涤后即可进行观察和拍照。

注意事项:

1. 样品数量较多时,可以使用索莱宝的染色架和染色缸,便于操作。
2. 第一次使用本试剂时建议先 1-2 个样品做预实验。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

阴凉处 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com