

Weigert铁木素染色液

产品货号: R21680

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维: 胶原纤维、网状纤维、弹力纤维, 而胶原纤维 (collagen fiber) 是分布最广、含量最多的一种纤维。Weigert铁苏木素染色液是染色力较强的染色液, 主要由苏木素和三氯化铁组成, 临用前混合, 多用于结缔组织的染色, 如masson三色染色、Van Gieson染色等。

产品组成:

产品名称	产品规格	保存条件
试剂 (A): 苏木素染色液	50ml/250ml	室温, 避光
试剂 (B): 三氯化铁溶液	50ml/250ml	室温
临用前, 取A、B按1: 1混合, 即为Weigert铁苏木素染色液		

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般Weigert铁苏木素染色液染色1~5min。

注意事项:

1. 临用时配制Weigert铁苏木素染色液, 不可预先配制后放置, 不宜长久保存。
2. 上述试剂均有刺激性, 请小心操作。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com