

天青石蓝 B 染色液

产品货号: R21863

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称 HE 染色, 是病理学和组织学最常用的一种染色方法。Van Gieson 染色时使用的酸可脱掉大部分苏木素的颜色, 以致细胞核几乎看不到, 在这种情况下使用铁苏木素或天青石蓝可抵抗酸的影响而达到满意效果。天青石蓝 B 染色液主要由 0.5%天青石蓝 B 组成, 多与明矾苏木素联合使用, 其优势在于天青石蓝 B 能抗酸, 且高铁盐可加强明矾苏木素与细胞核的结合力, 使细胞核染色更深, 因此可以达到抗酸的目的, 使苏木素的颜色不易褪去。

产品组成:

产品名称	规格	储存条件
天青石蓝 B 染色液	100ml/500ml	4℃, 避光

操作步骤:

1. 石蜡切片脱蜡, 梯度乙醇水化至水。
2. 入天青石蓝 B 染色液浸染。
3. 蒸馏水冲洗, 按要求继续进行下游实验。

注意事项:

1. 随着染色液放置时间的延长, 染色力会有所下降, 染色时间也需延长。
2. 染液的使用程度越强, 染色力下降越快, 染色时间也就越长。
3. 冰冻切片的染色时间应缩短, 在无缓冲液的福尔马林溶液浸泡时间较长的组织及脱钙组织染色时间应延长。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com