

SDS-PAGE上层胶预混液

产品货号: T15319

产品规格: 250ml/500ml

产品简介:

乐业生产的SDS-PAGE上层胶预混液(SDS-PAGE Stacking Gel Master Mix)提供了简单而又超快速地配制SDS-PAGE凝胶(即SDS聚丙烯酰胺凝胶)上层胶所需的主要试剂, 包括Tris-HCl (pH6.8)、Acr-Bis(29:1)、SDS等。

乐业生产的SDS-PAGE上层胶预混液为最常用的5%浓度上层胶, 如您需要配制特殊浓度的上层胶, 可以考虑单独购买Acr-Bis(29:1)、10%SDS和Tris-HCl (pH6.8)等进行特殊浓度SDS-PAGE凝胶上层胶的配制。

本上层胶预混液已经把SDS-PAGE凝胶上层胶配制所需的Tris-HCl (pH6.8)、Acr-Bis(29:1)、SDS等预混合好, 使用前仅需加入适量凝胶聚合催化剂(过硫酸铵或其替代物, 如Ammonium persulfate substitute)和TEMED即可简单地完成上层胶(分离胶)的配制。

本上层胶预混液可以直接配合乐业不同浓度的SDS-PAGE下层胶预混液使用, 轻松超快速完成各种不同浓度SDS-PAGE凝胶的配制。

本产品的250ml包装约可配制50-100块常规大小的SDS-PAGE凝胶的上层胶, 500ml包装约可配制100-200块常规大小的SDS-PAGE凝胶的上层胶。具体可以配制的凝胶数量和凝胶的厚薄以及凝胶的大小有关。

产品内容:

试剂名称	规格	保存温度
SDS-PAGE上层胶预混液	250ml/500ml	2-8℃, 避光

注意事项:

1. 进行上层胶配制时, 需要另外准备过硫酸铵或其替代物以及 TEMED。
2. 必须在下层胶配制完成后才能进行上层胶的配制。
3. 本产品含有 Acr-Bis, 对人体有毒, 操作时请特别小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8℃避光保存, 一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com