

western转移缓冲液（10×,尼龙膜）

产品货号：T15220

产品规格：500ml

产品简介：

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到尼龙膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

乐业生物 Western转移缓冲液主要成分为Tris、甘氨酸等，不含甲醇。不适用于把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上，该试剂为10×溶液。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
western转移缓冲液（10×,尼龙膜）	500ml	2-8℃

操作步骤（仅供参考）：

1. 稀释至1×后使用。
2. 大多数蛋白质转移，应置于4℃进行，以防止蛋白降解。

注意事项：

1. 密闭保存，开启后尽快用完。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com