

## SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (6×)

产品货号: T15288

产品规格: 2ml

### 产品简介:

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer, 6×), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 6倍浓缩的蛋白上样缓冲液。

可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。

### 产品组成

名称	规格	保存条件
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (6×)	2ml	-20℃

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 按照每5μl蛋白样品加入1μl6×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液的比例, 混合蛋白样品和6×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液。
2. 100℃或沸水浴加热5分钟, 以充分变性蛋白。
3. 置冰上5分钟, 10000rpm离心1分钟, 取上清直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。

### 注意事项:

1. SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6×)中含少量DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6×)必须完全溶解后再使用。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com