

尿乙酰乙酸定性检测试剂盒

产品货号: BA1675

产品规格: 50T

产品简介:

乙酰乙酸是最简单的 β -酮酸, 可由乙酰乙酸酯水解得。源叶生物 尿乙酰乙酸定性检测试剂盒检测原理是尿中乙酰乙酸与氯化高铁形成乙酰乙酸铁, 呈赭红色, 主要用于定性检测人、动物尿液中乙酰乙酸含量。脂肪酸代谢过度之后, 糖尿病、饥饿、急性乙醇中毒等均会使乙酰乙酸的含量增高, 可用于鉴别和监护糖尿病酮中毒病人的诊断和治疗。该试剂盒仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
乙酰乙酸定性试剂	100mL	室温 避光

操作步骤 (仅供参考):

1. 取新鲜尿液5ml置于试管, 滴加乙酰乙酸定性试剂, 直至尿液中磷酸盐完全沉淀为止。
2. 立即观察, 如上清液呈赭红色即为阳性。
3. 如需鉴别其他干扰物质, 可取10ml尿液加至10ml蒸馏水中, 煮沸使混合液剩余10ml(促使乙酰乙酸转变为丙酮挥发)。冷却至室温, 重复步骤1。如果阳性转为阴性, 提示为乙酯乙酸, 其他原因引起的假阳性则色泽不退。

注意事项:

1. 尿液必须新鲜, 久置后乙酰乙酸有可能转变成丙酮。
2. 尿液中如果含有安替比林、酚类或磺基水杨酸盐类药物可呈假阳性。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com