

沙黄/藏红T水溶液（0.5%）

产品货号：R23321

产品规格：100ml

产品简介：

沙黄/藏红T水溶液(0.5%)主要由沙黄、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
沙黄/藏红T水溶液（0.5%）	100ml	室温，避光

自备材料：

1. 载玻片、盖玻片
2. 酒精灯
3. 光学显微镜

操作步骤（仅供参考）：

1. 涂片：载玻片，于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(0.5%)，加热至出现蒸汽，约 0.5~1min。
2. 加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。
3. 光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项：

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
2. 待检细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解，都常呈阴性反应。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com