

# ADPG焦磷酸化酶（AGP）活性检测试剂盒（紫外分光光度法）

产品货号：BA1035

产品规格：50管/48样

## 产品说明：

AGP (EC 2.7.7.21) 主要存在于植物中，催化葡萄糖-1-磷酸（G-1-P）与ATP反应生成淀粉合成的直接前体ADPG，是植物淀粉生物合成的主要限速步骤。

AGP催化的逆向反应生成G-1-P，在反应体系中添加的磷酸己糖变位酶和6-磷酸葡萄糖脱氢酶依次催化生成6-磷酸葡萄糖酸和NADPH，340nm下测定NADPH增加速率，即可计算AGP活性。

**注意：**实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

## 产品内容：

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体50mL×1瓶	4℃
试剂一	液体20mL×1瓶	4℃
试剂二	粉剂×1瓶	-20℃
试剂三	粉剂×2瓶	4℃
试剂四	粉剂×2支	-20℃
试剂五	液体250μL×2支	-20℃

溶液的配制：

试剂二：临用前每支加入8mL双蒸水充分溶解备用；用不完的试剂-20℃分装保存；

试剂三：临用前加入3mL双蒸水充分溶解备用；用不完的试剂-20℃分装保存；

试剂四：临用前每支加入500μL双蒸水充分溶解备用；用不完的试剂-20℃分装保存；

## 需自备的仪器和用品：

紫外分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1mL石英比色皿、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

## 操作步骤：

### 一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

称取约0.1g组织加入1mL提取液，冰浴中匀浆。10000g，4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

### 二、测定步骤

1. 分光光度计预热30min以上，调节波长至340nm，蒸馏水调零。
2. 在EP管中按顺序加入下列试剂

试剂（μL）	测定管
试剂一	100
试剂二	160
样本	20

混匀，30℃保温15min，置沸水浴中1min（盖紧，防止水分散失），冰浴迅速冷却。试剂一、试剂三置37℃保温10min以上。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

试剂一	300
试剂三	100
试剂四	20
试剂五	10

混匀后立即在340nm波长下记录初始吸光度A1和2min后的吸光度A2，计算 $\Delta A = A_2 - A_1$ 。

### 三、AGP活性计算

#### 1. 按样本蛋白浓度计算

单位的定义：每mg组织蛋白在反应体系中每分钟催化产生1nmol NADPH定义为一个酶活性单位。

$$\text{AGP活性 (U/mg prot)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div T \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样本}}) = 380.5 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

（此法需要自行测定粗酶液蛋白质浓度）

#### 2. 按照样本质量计算

单位的定义：每g组织在反应体系中每分钟催化产生1nmol NADPH定义为一个酶活力单位。

$$\text{AGP活性 (U/g 质量)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div T \div (W \times V_{\text{样本}} \div V_{\text{提取}}) = 380.5 \times \Delta A \div W$$

T：反应时间，15min； $\epsilon$ ：NADPH消光系数， $6.22 \times 10^{-3} \text{ mL/nmol/cm}$ ；V反总：反应总体积，0.71mL；d：石英比色皿光程，1cm；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；V样本：加入的样本体积，0.02mL；V提取：加入的提取液体积，1mL；W：样本质量，g。

### 注意事项：

如果一次性测定样本较多，可以将试剂一、二按比例配成混合液1，将试剂一、三、四和五按比例配成混合液2。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com