

## 碱性磷酸酶封闭液（Levamisole法）

产品货号：M20138

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

碱性磷酸酶可以用于ELISA检测中，其反应产物为可溶性的具有颜色的物质，常用于分光光度计定量测定。虽然石蜡包埋能破坏大多数碱性磷酸酶的活性，但残留的酶亦会影响标记效果。

乐业生物 碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)由左旋咪唑、防腐剂等组成，能够很好的去除了小肠异构体的碱性磷酸酶显影液的封闭。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
碱性磷酸酶封闭液（Levamisole 法）	100ml	室温

### 操作步骤：

1. 切片贴于玻片上，用 PBS 轻轻清洗。
2. 将玻片吸干或吹干，入碱性磷酸酶封闭液(Levamisole 法)，孵育 10~20min。
3. 无需清洗，直接将玻片吸干或吹干。
4. 在未标记的一抗中孵育。

### 注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com