

ELISA终止液 (2M)

产品货号: M20266

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

乐业生物ELISA终止液呈酸性,主要用于终止ELISA反应。该试剂为1×工作液,直接使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
ELISA 终止液 (2M)	100ml/500ml	室温

操作步骤:

1. 洗涤后,每孔加入底物溶液,室温反应恰当的时间。
2. 每孔加入 50 μ l ELISA 终止液,终止反应。
3. 测定 OD 值。

注意事项:

1. 注意密闭保存,避免挥发。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com