

## Tris-硼酸电泳缓冲液 (5×TBE, RNase free)

产品货号: T11085

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Tris-硼酸电泳缓冲液简称TBE。0.5×TBE工作液中含有45mM Tris-硼酸、1mM EDTA(pH8.0)。TBE是非常常用的DNA电泳缓冲液。一般情况下, DNA电泳常使用0.5×TBE工作液, Tris-乙酸电泳缓冲液的优点: 缓冲能力弱, 适宜分离相对较小(小于2000bp)的DNA片段。亦可以使用0.5~1×TBE工作液, 该工作液缓冲能力相对较强。

乐业生物 5×TBE(RNase free)是10倍浓缩的TBE, 主要由450mM Tris-硼酸, 10mMEDTA、DEPC处理水等组成。使用时需用DEPC处理水稀释为0.5×TBE后使用, 常用于RNA电泳。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
5×TBE(RNase free)	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 用 DEPC 处理水稀释到 0.5×后使用。

### 注意事项:

1. 10×TBE 储存液不稳定, 容易产生沉淀, 建议采用 5×TBE, 因为 5×TBE 储存起来更稳定。
2. 工作液使用 0.5×TBE, 亦可以使用 0.5~1×TBE 工作液, 该工作液缓冲能力相对较强。
3. 操作过程中应避免 RNase 污染。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com