

## Laemmli加样缓冲液 (2×)

产品货号: T15152

产品规格: 5ml/10ml

### 产品简介:

Laemmli加样缓冲液(2×)是一种以溴酚蓝为染料的2倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 主要由2-ME、SDS、溴酚蓝、Laemmli分层缓冲液等组成, 可用于不连续蛋白电泳的上样。

### 产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
Laemmli 加样缓冲液(2×)	5ml/10ml	4℃

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 取适量的蛋白样品和 Laemmli 加样缓冲液(2×)等量混合, 充分混匀。
2. 直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
3. 通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

### 注意事项:

1. 乐业生物 Laemmli 加样缓冲液(2×)中含少量 $\beta$ -巯基乙醇, 有轻微刺激性气味。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。亦可室温短期保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com