

## RNA凝胶加样缓冲液（5×）

产品货号：T11067

产品规格：5ml/10ml

### 产品简介：

RNA凝胶加样缓冲液(5×)是一种经过适当改良的5倍浓缩的RNA上样缓冲液。该试剂以溴酚蓝为指示剂，稀释至1×后比重仍然较大，加样后易下沉，且颜色清晰可见，起到电泳指示的作用。

乐业生物RNA凝胶加样缓冲液（5×）主要由溴酚蓝、二甲苯青FF、EDTA等组成，是5倍浓缩的溶液，使用时需稀释至1×使用。

### 产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
RNA凝胶加样缓冲液（5×）	5ml/10ml	4℃，避光

### 操作步骤（仅供参考）：

- 按照每 4 $\mu$ l RNA 样品加入 1 $\mu$ l RNA 凝胶加样缓冲液的比例，混合 RNA 样品和 RNA 凝胶加样缓冲液（5×）。
- 直接加到 RNA 胶内，电泳。

### 注意事项：

- 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com