

## 麦芽糖溶液 (Maltose,20%)

产品货号: T10183

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

麦芽糖是编码 $\lambda$ 噬菌体受体的基因(LamB)的诱导物, 培养用于铺制 $\lambda$ 噬菌体平板的细菌时, 常在培养基中加入一定比例的麦芽糖。乐业生物 麦芽糖溶液(Maltose,20%)经过滤除菌。

### 产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
麦芽糖溶液 (Maltose,20%)	100ml/500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般工作浓度为 0.2%, 即每 100ml 培养基加入 1ml 麦芽糖溶液(Maltose,20%)。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com