

蛋白甘油粘贴剂

产品货号: M20115

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

组织切片后,显微镜检查切片合格后,需要用粘贴剂将切片粘贴于载玻片上,使之牢固地贴在载玻片上,然后再熔去石蜡(冰冻切片无需此步骤)进行染色、脱水等步骤。

乐业蛋白甘油粘贴剂又称为Meyer粘贴剂(迈耶粘贴剂)、蛋清甘油粘贴剂,常用于载玻片的粘贴,是最常用的一种粘贴剂,主要由蛋清、甘油、苯酚等组成,粘贴行较明胶粘贴剂稍差,但容易着色,主要用于石蜡切片、冰冻切片、真菌子实体的粘贴。制备好的载玻片可4℃保存半年。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
蛋白甘油粘贴剂	10ml/50ml	4℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 取载玻片完全浸没于明胶粘贴剂适当时间。
2. 取出载玻片,37℃干燥,至肉眼观察完全干燥。通风橱内吹风数分钟即可完成干燥,对于有些实验则需要干燥3h或更长时间。

注意事项:

1. 蛋白甘油粘贴剂可以被某些细胞消化并吸收,摄入过多的明胶会产生一定的细胞毒性。
2. 浸蘸蛋白甘油粘贴剂时,务必使玻片完全浸入液体中,否则易使包被不完全产生样本脱落现象。
3. 干燥过程中注意避免尘埃污染。
4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com