

DNA非变性加样缓冲液（2×）

产品货号：T11009

产品规格：5ml/10ml

产品简介：

DNA非变性加样缓冲液(2×)是一种非变性的DNA上样缓冲液。该试剂主要由Tris、EDTA、甘油等组成，不含溴酚蓝，加样后易下沉，使用时需稀释至1×使用。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
DNA非变性加样缓冲液（2×）	5ml/10ml	4℃

操作步骤（仅供参考）：

1. DNA 样品与 DNA 非变性加样缓冲液(2×)等量混合。
2. 直接加到 DNA 胶内，电泳。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com