

## 铅盐染色液（玫棕酸法）

产品货号：R23296

产品规格：2×50ml/2×100ml

### 产品简介：

铅对人体有害，过量的铅可沉积人体组织内，特别是骨骼和肾小管，铅盐染色有玫棕酸法、Timm硫化银法等。乐业生物 铅盐染色液(玫棕酸法)是利用螯合剂玫棕酸钠与铅盐结合，形成红色螯合物。染色过程中应避免使用含汞的固定剂，适用于石蜡切片。

### 产品组成：

产品名称	2×50ml	2×100ml	保存条件
试剂(A): 玫棕酸染色液	50ml	100ml	室温，避光
试剂(B): 固绿染色液	10ml	20ml	室温，避光

### 自备材料：

1. 无水乙醇
2. 蒸馏水
3. 恒温箱

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 常规固定，常规浸蜡包埋，脱蜡至蒸馏水。
2. 入玫棕酸染色液浸染 1h。蒸馏水冲洗。
3. 入固绿染色液复染 1min。蒸馏水冲洗 3 次。
4. 常规脱水透明，中性树胶封固。

### 染色结果：

铅盐            黑色  
背景            绿色

### 注意事项：

1. 避免使用含汞的固定剂。
2. 亦可恒温箱60~65℃加热后，载玻片置于预热的玫棕酸染色液5min。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com