

黏蛋白染色液（天青A异染法）

产品货号：R23090

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

黏液物质染色有多种方法，如AB-PAS染色、黏液HID-AB染色、标准阿利新蓝染色等。以上方法大多是利用阿利新蓝(Alcian)属于阳离子染料可与酸性基团结合，也即阿尔辛蓝与组织内含有的阴离子基团如羧基和硫酸根形成不溶性复合物这一原理。

乐业生物 黏蛋白染色液(天青A异染法)是利用天青的异染性这一特性，染色后组织或组织成分着染的颜色与染料复合物的原有颜色明显不同而且可形成鲜明的对比。染色后，切片处理对异染染色的稳定性非常重要，宜采用乙醇保存。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
黏蛋白染色液(天青A异染法)	100ml/500ml	室温，避光

自备材料：

1. 系列乙醇
2. 蒸馏水、去离子水

操作步骤（仅供参考）：

1. 切片脱蜡至水。
2. 黏蛋白染色液(天青 A 异染法)染色 10min，去离子水冲洗 5min。
3. 梯度乙醇脱水，二甲苯透明，混合封片剂封片。

染色结果：

酸性黏蛋白和蛋白多糖	红色至紫色
背景	蓝色

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com