

汞色素脱色试剂盒

产品货号: R23180

产品规格: 2×100ml/2×500ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

汞类固定液, 尤其是含有氯化汞的固定液, 固定后须脱去汞色素, 乐业生物 汞色素脱色试剂盒主要由Lugol's 碘液、海波溶液组成, 可用于脱去大多数的汞色素。

产品组成:

| 产品名称 | 2×100ml | 2×500ml | 保存条件 |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 试剂(A): Lugol's 碘液 | 100ml | 500ml | 室温, 避光 |
| 试剂(B): 海波溶液 | 100ml | 500ml | 室温, 避光 |

操作步骤(仅供参考):

1. 组织常规脱蜡。
2. 入Lugol's碘液, 孵育5min。
3. 入海波溶液, 孵育5min。
4. 水洗。按要求进行染色。

注意事项:

1. 注意脱汞色素应完全, 并注意汞污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com