

## 甘油乳酸浮载剂

产品货号: R23257

产品规格: 100ml

### 产品简介:

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似, 但不含棉蓝染液, 主要由苯酚、乳酸、甘油等组成, 可作为浮载剂或封固剂, 制作半永久的标本, 用于病原真菌整体封固。近年来甘油乳酸液(甘油乳酸浮载剂)越来越多替代浮载剂, 如果加入苯胺蓝可以作为染色剂, 如果用封片剂封片, 玻片样本可永久保存。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
甘油乳酸浮载剂	100ml	室温, 避光

### 自备材料:

1. 盖玻片、载玻片
2. 显微镜

### 操作步骤(仅供参考):

#### (一) 植物染料:

1. 取要封固的植物染料, 如藻、花粉粒、表皮撕片等。
2. 滴加甘油乳酸浮载剂于植物材料上, 使材料接触尽量封片液, 尽量避免气泡。

(二) 其他样品: 参考贴组织切片进行操作。

### 注意事项:

1. 封固之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com