

## β-葡聚糖含量测试盒(微量法)

产品货号: BA2308

产品规格: 100管/48样

正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定。

### 测定意义:

β-葡聚糖是由葡萄糖单位组成的多聚糖,它们大多数是通过β-1,3结合,天然存在于真菌、细菌和植物的细胞壁中。

### 测定原理:

依次使用地衣聚糖酶和β-葡萄糖苷酶水解β-葡聚糖生成葡萄糖,然后使用GOD-POD试剂测定葡萄糖的含量。

### 产品组成:

试剂一: 液体60mL×1瓶, 4°C保存;

试剂二: 液体150μL×1瓶, 4°C避光保存; 临用前加入3mL试剂一, 充分溶解待用, 用不完的试剂分装后-20°C保存;

试剂三: 液体60mL×1瓶, 4°C保存;

试剂四: 液体12mL×1瓶, 4°C保存;

试剂五: 粉剂×1瓶, 4°C避光保存; 临用前加入6mL试剂四, 充分溶解待用, 用不完的试剂分装后-20°C保存。

试剂六: 粉剂×1瓶, -20°C保存; 临用前加入10mL试剂八溶解待用, 用不完的试剂4°C保存;

试剂七: 液体10ml×1瓶, 4°C避光保存;

试剂八: 液体12ml×1瓶, 4°C保存;

标准液: 0.1mg/mL葡萄糖溶液2mL×1瓶, 4°C保存。

### 需自备的仪器和用品:

酶标仪、水浴锅、可调式移液器、96孔板、研钵、乙醇和蒸馏水。

### 样品测定的准备:

#### 1. 燕麦、小麦、纤维等干样:

样本充分烘干粉碎, 过40目以上筛。取0.05g左右样本, 加入80%乙醇, 充分震荡混匀后, 95°C水浴加热5min。取出冷却至室温, 25°C 3000g离心10min, 去除上清。

沉淀中加入0.8mL试剂一, 充分震荡混匀, 95°C水浴加热5min。取出冷却至室温, 加入50μL试剂二, 混匀后50°C反应60min。

反应结束后加入1mL试剂三, 充分混匀, 25°C 5000g离心10min, 取上清待测。

#### 2. 发酵液等液体样本:

取0.5mL样本, 95°C水浴加热5min。取出冷却至室温后, 分次缓慢加入0.8mL95%乙醇, 充分混匀, 25°C 3000g离心10min, 去除上清。沉淀中再加入0.8mL50%乙醇, 混匀后再次25°C 3000g离心10min, 去除上清。

沉淀中加入0.8mL试剂一, 再加入50μL试剂二, 混匀后50°C反应60min。反应结束后加入1mL试剂三, 充分混匀, 25°C 5000g离心10min, 取上清待测。

### 测定步骤:

1. 酶标仪预热30min, 调节波长至505nm。

2. 显色液配制: 临用前将试剂六和试剂七按1:1的比例混合, 用多少配多少。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

3. 按下表在 EP 管中加入如下试剂:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
上清液	100	100
试剂四	-	100
试剂五	100	-
37°C反应 40min, 然后 3000g 离心 5min, 取反应液待用		

4. 在 96 孔板中加入如下试剂:

试剂名称 (μL)	测定管	对照管	标准管	空白管
反应液	20	20	-	-
标准液	-	-	20	
蒸馏水	-	-	-	20
显色液	180	180	180	180

充分混匀, 37°C反应 15min, 测定 540nm 处吸光值, 分别记为 A 测定, A 对照, A 标准和 A 空白。计算  $\Delta A1 = A \text{ 测定} - A \text{ 对照}$ ,  $\Delta A2 = A \text{ 标准} - A \text{ 空白}$ 。

### β-葡聚糖含量计算:

1. 按样本质量计算

$$\begin{aligned} \beta\text{-葡聚糖含量}(\text{mg/g 干重}) &= 0.1 \times \Delta A1 \div \Delta A2 \times V1 \div (W \times V2 \div V3) \\ &= 0.37 \times \Delta A1 \div \Delta A2 \div W \end{aligned}$$

2. 按样本体积计算

单位的定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1nmol 对硝基酚定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \beta\text{-葡聚糖含量}(\text{mg/mL}) &= 0.1 \times \Delta A1 \div \Delta A2 \times V1 \div (V4 \times V2 \div V3) \\ &= 0.74 \times \Delta A1 \div \Delta A2 \end{aligned}$$

V1: 反应总体积, 0.2mL; V2: 反应体系中样本体积, 0.1mL; V3: 提取液总体积, 1.85mL; V4: 液体样本体积, 0.5mL; W: 样本质量, g。



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com