

Maximow固定液

产品货号: T18774

产品规格: 225ml+25ml/450ml+50ml

产品简介:

Maximow固定液是白细胞颗粒的优良固定剂,因此对白细胞或造血器官如骨髓,脾脏、胸腺、淋巴结、骨髓、脾和肝组织组织的固定,均可采用Helly固定液固定。Maximow固定液与Helly液比较多了一倍的溶液B,增加了固定液对组织的渗透性,缩短了固定时间,4h即可流水冲洗。

试剂组成:

产品名称	225ml+25ml	450ml+50ml	保存条件
溶液A	225ml	450ml	室温
溶液B	25ml	50ml	室温

注:固定液工作液建议即配即用,临时时溶液A和溶液B混合。

操作步骤:

1. 一般1cm×1cm×0.2cm常规的组织块固定4h,流水冲洗1h转入低浓度乙醇开始脱水,染色前需用0.2%~0.5%的碘酒处理切片5~10h以除去汞盐沉淀,经水洗1min后用5%硫代硫酸钠或1%的硫酸钠水溶液处理切片2~5min至切片上的碘消失为止,再经自来水洗、去离子水洗后进行常规染色。
2. 临时时加入溶液B,是免去了对组织的膨胀作用,又不使CG酸钾形成铬酸,对线粒体、细胞核和细胞质等的染色更有利。

保存条件: 室温,12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com