

## 人工唾液(Saliva juice,pH=6.8)

产品货号: T10576

产品规格: 500ml

### 产品简介:

人工唾液是通过科学的方法严格依据人体代谢产物唾沫的成份研制出来的一种人工合成检测试剂,是人为地配制的一种溶液,其化学成分类似于人的唾液,又称人工口水、人造唾液、人造唾沫、人工合成唾沫等,主要用于检测接触人口的物体的使用的寿命,对产品的耐磨、耐唾沫测试,以及对纺织类产品在使用过程中人体唾沫和日光共同作用影响的抵抗力适用于玩具、口腔科、牙科、母婴用品、皮革、纺织等各行业的色牢度和耐腐蚀性的模拟实验,常见的人工唾液有人工唾液(ISO/TR10271)、人工唾液(Fusayama)、人工唾液(Greenwood)、人工唾液(CMC),其中人工唾液(ISO/TR10271)最常见。

人工唾液(Saliva juice,pH 6.8)主要由NaCl、KCl、硫氰酸钾、硫酸钠、 $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ 、Urea、碳酸氢钠、淀粉酶、尿酸、mucin等组成, pH值6.8左右,如有特殊需要,可以调整到需要的pH值,但需实验者根据实验具体情况来定。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

产品组成	规格	保存
人工唾液(Saliva juice,pH=6.8)	500ml	-20°C

### 操作步骤:

1. 根据具体的实验方案进行即可。

### 注意事项:

1. 避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作时,请穿戴实验服并戴一次性手套。

### 保存条件:

-20°C, 保存6个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com