

## 流式细胞洗涤液

产品货号: T13810

产品规格: 500ml

### 产品简介:

该洗涤液可以用于流式细胞术抗体孵育后的洗涤。适当洗涤可以降低背景, 增强信噪比。经该洗涤液处理的细胞或组织样品, 可以检测细胞膜上的目的蛋白, 细胞内的目的蛋白, 包括细胞浆内和细胞核内的目的蛋白。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
流式细胞洗涤液	500ml	2-8°C, 避光

### 操作步骤:

1. 在抗体孵育结束后, 加入少量流式细胞洗涤液, 使之能盖住样品, 在摇床上缓慢摇动洗涤 5 分钟后, 吸尽洗涤液, 再加入新的洗涤液洗涤。共洗涤 3 次, 每次 5 分钟。然后进行后续的操作。
2. 如果摇动容易导致样品形态变化, 可以在不摇动的情况下浸泡洗涤。在浸泡洗涤的情况下, 需适当延长洗涤时间至 8-10 分钟/次, 增加洗涤次数至 4-5 次。如果按照上述洗涤条件染色结果背景仍然较高, 可以适当延长洗涤时间, 并增加洗涤次数。通常, 延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对染色结果产生负面影响。

### 注意事项:

1. 本洗涤液经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存:

2-8°C, 避光保存, 有效期1年, -20°C可以长期保存, 室温保存一个月内有有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com