

Tween 20/TBS溶液 (10×TBST,pH=7.5)

产品货号: T15206

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗Western Blot中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。在TBS的基础上加入一定比例的Tween 20, 能够大大增强TBS的洗涤作用。

乐业生物 Tween20/TBS溶液(10×TBST,pH=7.5)主要成分为 Tris-HCl(pH=7.5)、氯化钠、Tween 20、防腐剂等, 主要用于Western Blot中PVDF、NC膜的洗涤, 亦可作为封闭液的基础试剂。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
Tween20/TBS溶液(10×TBST,pH=7.5)	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般稀释至1×, 进行下游实验。
3. 清洗膜时, 每次5~10min, 重复3次。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com