

## DTT-PBS溶液(10mM)

产品货号: T11016

产品规格: 100ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

乐业生物 DTT-PBS 溶液(10mM)是由PBS和10mMDTT组成, 其中该PBS由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成, 不含Ca<sup>2+</sup>、Mg<sup>2+</sup>, pH值为7.4, 经过高压灭菌。该试剂为1×工作液, 常用于细胞RNA原位杂交。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
DTT-PBS 溶液(10mM)	100ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 无需配制, 直接使用。

### 注意事项:

1. 注意避免RNase污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com