

TBS-葡萄糖溶液

产品货号: T10227

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗Western Blot中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。TBS-葡萄糖溶液主要成分为Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、1%葡萄糖、防腐剂, 不含Tween20, 经过滤除菌。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
TBS-葡萄糖溶液	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 注意无菌操作, 避免微生物污染。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com