

TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液(20×,pH=8.3)

产品货号: T15203

产品规格: 500ml

产品简介:

TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液(20×,pH=8.3)由TEA、Tricine、SDS等组成,用于分离蛋白和多肽,尤其适用于分离小分子量蛋白和多肽,其在25℃的pH值接近8.3,使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至1×后使用。其中TEA特指三乙醇胺。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液(20×,pH=8.3)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后,在电泳装置内加入TEA-Tricine-SDS电泳缓冲液,装配。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com