

## HEPES-KAc 裂解缓冲液

产品货号: T10151

产品规格: 100ml

### 产品简介:

为了分离酵母亚细胞组分, 细胞壁较厚的酵母菌必须经过裂解。差速离心法能够依照原生质体中各个亚细胞组分的大小, 粗略的将他们分开, 获得较多的细胞器或膜成分, 并去除多余组分或减少样品体积。尚宝生物 HEPES-KAc 裂解缓冲液主要由 HEPES、乙酸钾、200mM 山梨醇、1mM EDTA 组成, 高压灭菌, 用于裂解原生质体, 获得亚细胞组分。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
HEPES-KAc 裂解缓冲液	100ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验要求操作。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司  
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com