

蔗糖-PBS 溶液（20%）

产品货号：G2232

产品规格：500ml

产品简介：

PBS 是磷酸缓冲盐溶液(Phosphate-Buffered Saline)的简称，是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一，不含钙镁的 PBS 又称 Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS，主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成，不含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ，pH 值为 7.4，常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。蔗糖具有脱水的作用，常作为脱水剂。

蔗糖-PBS 溶液(20%)主要由 20%蔗糖和 PBS 组成，新鲜组织取材后，用该溶液沉淀以去除多余水分，以避免冷冻后产生冰晶。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
蔗糖-PBS 溶液（20%）	500ml	4℃

操作步骤：

1. 新鲜组织取材，用充分 PBS 清洗数次。
2. 置于蔗糖-PBS 溶液(20%)中，并置于 4℃ 过夜。
3. 更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

注意事项：

1. 蔗糖溶液容易污染，应注意无菌操作，避免被微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：2 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com