

STET 裂解液 (pH=8.0)

产品货号: R23105

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

STET裂解液(pH8.0)由100mM NaCl、10mM Tris、Triton X-100以及微量EDTA组成, 不含蔗糖, 可用于裂解和抽提DNA等。

产品内容:

产品名称	规格	保存温度
STET裂解液 (pH=8.0)	100ml/500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com