

TEN 缓冲液 (1×, pH=7.2)

产品货号: R20321

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

乐业生物 TEN缓冲液(1×, pH7.2)由Tris、EDTA、NaCl等组成, pH值为7.2, 由于其由Tris-EDTA-NaCl组成, 因此简称为TEN缓冲液。

产品内容:

产品名称	规格	保存温度
TEN缓冲液 (1×, pH=7.2)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 抗体或抗体与HRP、AP的偶联物溶解于TEN缓冲液(1×, pH7.2)中, 装入透析袋置于4℃ 1~2L的TEN缓冲液透析过夜。
2. 更换TEN缓冲液继续透析4h以上。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com